

## Laikiklis prie sienos



### *Aprašymas*

Laikikliai yra naudojami vonios ir tualetu kambariuose bei kitur, kur gali būti reikalinga papildoma pagalba. Jie yra naudingi stovint ant slidžių paviršių, norint saugiai įlipti į vonią ir išlipti iš jos. Įsikibus į laikiklį lengviau atsistoti ir atsistoti.

### *Montavimas*

Laikikliai yra penkių ilgių. Jie gali būti pritvirtinti bet kokioje padėtyje. Laikikliai montuojami prie sienos šešiais varžtais, po tris abiejuose galuose. Prieš naudojantis, įsitikinkite, kad laikiklis yra stabilus ir gerai pritvirtintas.

### *Priežiūra*

Rekomenduojamas reguliarus valymas buitinės paskirties valikliais ir šiltu vandeniu. Draudžiama naudoti agresyvius valiklius, kurie gali pažeisti paviršių.



## Grabbar



### *Description*

Grab bars are suitable for all types of bathroom, toilet rooms and other places where is need for additional support. Holder helps to safely get in and out of the bathtub, move safely in slip areas and is helpful while standing up.

### *Installation*

Grab bars available in 5 different lengths and there is angled grab bars. All of them could be mounted in any position. It comes with 6 mounting screws. Make sure that the grab bar is in a stability position before using.

### *Care and maintenance*

Clean regularly, use a general purpose, neutral detergent and warm water. Do not use abrasive cleaners as this will permanently damage the surface.



## Sienas turētājs



### *Apraksts*

Rokturi piemēroti vannas un tualetes istabām, kā arī citām istabām, kuros var būt vajadzīga papildus palīdzība. Rokturi palīdz noturēties uz slidenas virsmas, droši iekāpt vannā un izkāpt no tās. Turoties pie roktura arī ir vieglāk piecelties.

### *Montēšana*

Rokturi ir pieejami piecos garumos. Rokturi var tikt piestiprināti jebkādā pozīcijā. Rokturi tiek montēti pie sienas ar sešām skrūvēm, pa trīm abos galos. Pirms lietošanas pārlicināties, ka rokturis ir pamatīgi piestiprināts pie sienas un ir stabils.

### *Uzkopšana*

Rekomendēta regulāra tīrīšana ar sadzīves ķīmiju. Aizliegts izmantot agresīvos tīrīšanas līdzekļus, kuri var bojāt virsmu.



## Поручень настенный



### Описание

Поручень подходит для ванных и туалетных комнат всех типов. Поручень обеспечивает безопасный вход/выход из ванны.

### Монтаж

Держатели - пяти размеров. Они могут быть установлены в любом положении. Держатели монтируются к стене шестью болтами, по три на каждый конец. Перед использованием убедитесь, что держатель является стабильным, надежно прикрепленным и безопасным.

### Уход

Рекомендуется регулярная чистка средствами бытового назначения и теплой водой. Не используйте агрессивные чистящие средства, которые могут повредить поверхность.

