

LIGHTMAN START LIGHTMAN START PLUS

LENGVO LYDINIO NEIGALIOJO VEŽIMĖLIS
LIGHTWEIGHT WHEELCHAIR
VIEGLAIS INVALĪDU KRĒSLS
ОБЛЕГЧЁННОЕ ИНВАЛИДНОЕ КРЕСЛО

Naudojimo ir priežiūros instrukcija
User manual
Lietošanas un kopšanas instrukcija
Руководство по эксплуатации

04-030-2
04-035-2



Prieš naudodami atidžiai perskaitykite naudojimo ir priežiūros instrukciją!
Observe instructions for use! Please read these instructions carefully before use and keep it for later reference!
Pirms lietojiet, lūdzu izlasiet uzmanīgi lietošanas un kopšanas instrukciju!
Прежде чем использовать внимательно прочтите инструкцию!

TURINYS / CONTENT / SATURS / СОДЕРЖАНИЕ

1. Pratarė / Preface / Ievads / Предисловие	3
2. Paskirtis ir savybės / Indications / Pielietojums / Применение	3
3. Bendros pastabos / General notes / Vispārējās piezīmes / Общая информация.....	4
4. Bendros pastabos / General notes / Vispārējās piezīmes / Общая информация.....	5
5. Instrukcija / Instrukcija naudojami simboliai / Symbols used / Izmantotie simboli / Используемые символы	6
6. Pakuotės turinys / Content of package / Iesaiņojuma saturs / Содержимое упаковки.....	6
7. Komplektuojančios dalys / Parts of the product / Komplektācijas daļas / Составляющие коляски.....	8
8. Vežimėlio išskleidimas ir suskleidimas / Unfolding and folding the wheelchair / Ratiņkrēsla savākšana un izjaukšana / Раскладывание и складывание кресла	10
9. Naudojimas	11
10. Operation	13
11. Lietošana.....	15
12. Использование	17
13. Saugumas / Safety warnings / Drošība / Безопасность	20
14. Rankų atramos / Armrest operation / Roku atbalsti / Подлокотники	25
15. Sėdynės aukščio keitimas / Seat height adjustment / Sėdekļa augstuma regulēšana / Регулировка высоты сидения ..	26
16. Galiniai ratai / Rear wheel operation / Aizmugurējie riteņi / Задние колеса	28
17. Apsauga nuo apsvertimo / Anti-tipper / Pretapgāšanās drošinātāji / Устройства против опрокидывания.....	29
18. Stabdžiai / Braking / Bremzes / Тормоза	30
19. Būgniniai stabdžiai / Drum brake / Bungu bremzes / Барабанные тормоза	31
20. Kojų atramos / Legrest operation / Kāju atbalsti / Подножки.....	33
21. Transportavimas / Transport / Transportēšana / Транспортировка	34
22. Priežiūra / Care and maintenance / Uzkopšana / Уход	35
23. Atsarginės dalys / Spare parts / Rezerves daļas / Запасные части	36
24. Garantijos sąlygos / Warranty / Garantijas nosacījumi / Условия гарантии.....	37
25. Specifikacijos / Specifications / Specifikācijas / Спецификация	38
26. Garantinė kortelė / Warranty card / Garantijas karte / Гарантийная карта	40

PRATARMĖ / PREFACE / IEVADS / ПРЕДИСЛОВИЕ

- Gerbiamas Kliente, nuoširdžiai dėkojame įsigijus Kid-Man vežimėlį. Kiekvienas vežimėlis, prieš palikdamas gamyklą patikrinimas, todėl Jus pasiekia tik kokybiškas gaminius.
- Thank you for the confidence shown in Kid-Man. Every product is factory checked and left us in faultless condition. We wish you much success and we hope Kid-Man wheelchair will make a positive impact to your daily living.
- Cienījamais Klients, sirsnīgi pateicamies par Kid-Man ratiņkrēsli iegādāšanos. Katrs ratiņkrēsls tiek pārbaudīts, tāpēc Jūs sasniegs tikai kvalitatīvie ražojumi.
- Благодарим Вас за доверие, которое Вы оказали нам, приобретая коляску Kid-Man. Каждая коляска тестируется производителем и покидает завод в безупречном состоянии.

PASKIRTIS IR SAVYBĒS / INDICATIONS / PIELIETOJUMS / ПРИМЕНЕНИЕ

- Skirta naudoti asmenims, turintiems laikinų ar ilgalaikių mobilumo problemų. Vežimėlį galima naudoti tiek patalpoje, tiek ir lauke.
- Intended to be used for persons having temporary or permanent mobility disorders. Suitable to be used both inside and outside.
- Ratiņkrēsls tiek paredzēts personām, kam ir pagaidu vai ilgtermiņa kustību traucējumi. Ratiņkrēsls ir piemērots lietot gan telpās, gan laukā.
- Предназначено для использования лицами с ограниченными физическими возможностями. Можно использовать как в помещении, так и на улице.

BENDROS PASTABOS / GENERAL NOTES / VISPĀRĒJĀS PIEZĪMES / ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Neįgaliojo vežimėlis LightMan Start ir LightMan Start Plus yra pristatomas kartoninėje dėžėje, jau paruoštas naudojimui. Išpakavę vežimėlį, išsaugokite jam skirtą dėžę. Jos gali prireikti vežimėlio laikymui ar grąžinimui. Gavę vežimėlį, patikrinkite ar nėra padarytų pažeidimų transportavimo metu. Jei pastebėjote padarytą žalą, tuoj pat praneškite įmonei, kuri atliko transportavimą. Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos vežimėlio dalys, kitu atveju, praneškite pardavėjui.
- The wheelchairs LightMan Start and LightMan Start Plus are delivered in a cardboard packaging and are ready for use. After unpacking please keep the cardboard packaging if possible. You may need it later for storage or for the return of the wheelchair. Once parcel is received, please check whether it is not damaged during transportation. If you see signs of damage, please make note to transport company on the same time. Please check content of package and if any of below parts are missing, get in touch with your local dealer.
- Invalīdu krēsli LightMan Start un LightMan Start Plus tiek piegādāti kartona iesaiņojumā, gatavi ekspluatācijai. Pēc izsaiņošanas, lūdzu, saglabājiet kartona iesaiņojumu, ja tas ir iespējams. Jums, iespējams, vajadzēs aizsūtīt krēslu atpakaļ, ka arī krēsli glabāšanai. Tiklīdz jūs saņemat krēslu, lūdzu parbaudiet, vai prece nav bojāta transportēšanas laikā. Ja jūs redzat bojājuma pazīmes, uzreiz atzīmējiet to transporta kompanijas pavaddokumentā. Lūdzu, pārbaudiet iesaiņojuma saturu, un, ja trūkst jebkāda no zemāk minētiem preces daļam, lūdzam uzreiz paziņot par to jūsu pārdevējam.
- Инвалидные кресла LightMan Start и LightMan Start Plus поставляются в картонной упаковке готовыми к эксплуатации. После распаковки, пожалуйста, сохраните картонную упаковку, если это возможно. Вам, возможно, понадобится он позже для хранения или для возвращения инвалидного кресла. Как только вы получили посылку, пожалуйста, проверьте, не поврежден ли он во время транспортировки. Если вы видите признаки повреждения, пожалуйста, сразу же сделайте соответствующую пометку в сопроводительном документе транспортной компании. Пожалуйста, проверьте содержимое упаковки, и если какая-либо из ниже перечисленных частей отсутствует, свяжитесь с вашим дилером.

BENDROS PASTABOS / GENERAL NOTES / VISPĀRĒJĀS PIEZĪMES / ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- LightMan serijos vežimėlis gaminamas dviejų modifikacijų – LightMan Start ir LightMan Start Plus. „Plus“ versijoje sumontuoti būgniniai stabdžiai, skirti lydinčiam asmeniui. (Pav. Nr. 1) Jūsų turimo vežimėlio tipas nurodytas lipduke, užklijuotame ant porankio bei ant metalinės kryžmės, esančios po vežimėlio sėdyne. Apvalus lipdukas su skaičiumi (pvz. 39) nurodo, kad vežimėlio sėdynės (sėdimosios dalies) plotis yra 39 cm.
- LightMan wheelchair is available in two different modifications - LightMan Start and LightMan Start Plus. „Plus“ version is upgraded with drum brakes for assistant control. (Pic. No. 1) You may identify type of your wheelchair reading a label stucked on the armrest plate and metal cross brace underneath seat. Round sticker with number (for example 39) on skirtguard indicates that size (seat width) of your chair is 39 cm.
- LightMan invalīdu krēsls ir pieejams divās atšķirīgās modifikācijās - LightMan Start un LightMan Start Plus. „Plus“ modifikācija papildus aprīkota ar bangu bremzēm, ar vadību no asistenta rokturiem. (Att. Nr. 1) Jūs varat noteikt jūsu krēsla modifikāciju pa firmas uzlīmi uz sānu plates zem parocēm un uz metāliskas X-veida rāmja zem sēdekļa. Apaļa uzlīme ar skaitli (piemēram 39) uz plates zem paroces norāda, ka jūsu krēsla izmērs (sēdekļa platums) 39 cm.
- Инвалидное кресло LightMan доступно в двух различных модификациях - LightMan Start и LightMan Start Plus. Модификация „Plus“ дополнительно оборудована барабанными тормозами, управление которыми выведено на ручки ассистента. (Рис. Но. 1) Вы можете определить модификацию вашего кресла по фирменной наклейке на боковой пластине подлокотника и на металлической X-образной раме под сидением. Круглая наклейка с числом (например 39) на пластине под подлокотником указывает, что размер (ширина сидения) вашего кресла 39 см.



Pav. Nr. 1 / Pic. No. 1 / Att. Nr. 1 / Рис. Но. 1

INSTRUKCIJOJE NAUDOJAMI SIMBOLIAI / SYMBOLS USED / IZMANTOTIE SIMBOLI / ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИВОЛЫ

- Dėmesio! Šio ženklu pažymėtos vietos instrukcijoje, kuriose ypatingas dėmesys skiriamas Jūsų saugumui. Prašome įdėmiai perskaityti rekomendacijas saugumui.
- Attention! This sign is used for very important parts concerning your safety. Please look at the operating instructions.
- Uzmanību! Šī zīme tiek izmantota sakarā ar svarīgiem momentiem, kas attiecas uz jūsu drošību! Lūdzu apskatīt ekspluatācijas instrukciju.
- Внимание! Этот знак используется для важных моментов, касающихся вашей безопасности. Пожалуйста смотрите инструкцию по эксплуатации.

PAKUOTĖS TURINYS / CONTENT OF PACKAGE / IESAIŅOJUMA SATURS / СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

1 x suglaustas vežimėlis / folded wheelchair / ratiņkrēsls saliktajā stāvoklī / сложенное инвалидное кресло

1 x pora pakojų / pair of legrest / kāju balsti, 1 pāris / 1 пара подножек

1 x pompa (jei ratai pripučiami) / pump (if rear wheels are inflatable) / pumpis (ja pakajie riteņi ir pumpejamie) / насос (если задние колёса с воздушной камерой)

1 x naudojimo instrukcija / user manual / instrukcija / инструкция

1 x reguliavimo įrankių rinkinys / set of adjustment tools / instrumenti regulėšanai / набор инструментов для регулирования



Kid-Man
Compensatory Techniques

Aluminis neįgaliojo vežimėlis
Lightweight wheelchair
Vieglais invalidų krėslis

Art. nr. 04-030-2/39
LightMan Start

2016 / 03


UAB Kasko Group | Kid-Man™
A. Vivulskio str. 12D, 03221, Vilnius, Lithuania
Tel. 00 370 5 216 74 25 www.kid-man.eu
Pagaminta Kinijoje / Made in China / Ražots Ķīnā

Maksimāli apkrova
Maximum load
Maksimāla slodze
125 kg

AM/04-030-2/39/16050006

CE

- Pavadinimas / Name of product / Nosaukums / Наименование
- Modelis / Model / Modelis / Модель
- Sėdynės plotis / Size sticker (seat width) / Sėdekļa platums / Ширина сидения
- Maksimali apkrova / Maximum load / Maksimālā slodze / Максимальная нагрузка
- Gamintojas / Manufacturer / Ražotājs / Производитель
- Kontaktiniai duomenys / Contact details / Kontakti / Контактная информация
- Serijos numeris / Serial number / Sērijas numurs / Серийный номер



Kid-Man
Compensatory Techniques

Aluminis neįgaliojo vežimėlis
Lightweight wheelchair
Vieglais invalidų krėslis

Art. nr. 04-035-2/39
LightMan Start Plus

2016 / 03

UAB Kasko Group | Kid-Man™
A. Vivulskio str. 12D, 03221, Vilnius, Lithuania
Tel. 00 370 5 216 74 25 www.kid-man.eu
Pagaminta Kinijoje / Made in China / Ražots Ķīnā

Maksimāli apkrova
Maximum load
Maksimāla slodze
125 kg

AM/04-035-2/39/16050006

CE

- Pavadinimas / Name of product / Nosaukums / Наименование
- Modelis / Model / Modelis / Модель
- Sėdynės plotis / Size sticker (seat width) / Sėdekļa platums / Ширина сидения
- Maksimali apkrova / Maximum load / Maksimālā slodze / Максимальная нагрузка
- Gamintojas / Manufacturer / Ražotājs / Производитель
- Kontaktiniai duomenys / Contact details / Kontakti / Контактная информация
- Serijos numeris / Serial number / Sērijas numurs / Серийный номер

KOMPLEKTUOJANČIOS DALYS / PARTS OF THE PRODUCT / KOMPLEKTĀCIJAS DAĻAS / СОСТАВЛЯЮЩИЕ КОЛЯСКИ



1. Nugaros atrama - Backrest - Muguras atbalsts - Спинка
2. Priekinis ratas - Front Castor - Priekšējais ritenis - Переднее колесо
3. Porankis - Armrest - Rokturis - Подлокотник
4. Pakoju fiksavimo mechanizmas - Legrest swing lever - Kāju atbalsta fiksēšanas mehānisms - Фиксатор подножи
5. Pakojai - Legrest - Kāju atbalsts - Подножка
6. Galinis ratas su varymo lanku - Rear self propel wheel - Aizmugurējais ritenis - Заднее колесо с ободом
7. Blauzdas palaikantis dirželis - Heel strap - Apakšstilbu siksna - Ремень, поддерживающий голень
8. Stabdžio svirtis - Brake lever - Bremzes svira - Ручка стояночного тормоза
9. Stūmimo rankenos - Attendand push handles - Stumjamie rokturi - Ручки для толкания
10. Galinio rato adapteris - Adapter block - Adapteris - Адаптер
11. Greitos fiksacijos ašis - Quick release axle - Ātri noņemama ass - Быстросъемная ось
12. Apsauga nuo apsvertimo - Anti-tipper - Pretapgāšanās drošinātāji - Устройства против опрокидывания



- Įspėjimas! Dėl nuolatinio produkto tobulinimo, Jūsų įsigyto vežimėlio komplektacija gali šiek tiek skirtis nuo naudojimo instrukcijoje aprašytos vežimėlio komplektacijos.
- Warning! Complectation of your wheelchair can differ a little from a wheelchair described in this manual due to continous development of the chair.
- Uzmanību! Pastāvīgās produkta pilnveidošanas dēļ, jūsu ratiņkrēsla, komplektācijas daļas var atšķirties no lietošanas instrukcijā attēlotām komplektācijas daļām.
- Внимание! Комплектация Вашей коляски может незначительно отличаться от указанной в инструкции.

VEŽIMĖLIO IŠSKLEIDIMAS IR SUSKLEIDIMAS / UNFOLDING AND FOLDING THE WHEELCHAIR / RATIŅKRĒSLA SAVĀKŠANA UN IZJAUKŠANA / РАСКЛАДЫВАНИЕ И СКЛАДЫВАНИЕ КРЕСЛА



Pav. Nr. 2 / Pic. No. 2 / Att. Nr. 2 / Рис. Но. 2

- Norėdami išskleisti vežimėlį, lenkite sėdynės skersinius į apačią tol, kol sėdynė visiškai išsities. Norėdami suskleisti vežimėlį, pirma nuimkite pakojus arba užlenkite pėdų atramas į viršų. Paėmę sėdynę už kraštų, kelkite į viršų tol, kol vežimėlis pilnai susiskleis. Ruošdami vežimėlį transportavimui, nuimkite galinius ratus nuo fiksacijos ašies. Atsargiai, išskleisdami ir suskleisdami vežimėlį, saugokite pirštus nuo prispaudimo!

- To unfold the wheelchair, push with your hands the cross brace apart-down direction until the seat pipes are completely set in the plastic holders. The seat cushion must be completely spread out. To fold wheelchair, first remove legrest or flip up footplates. After, place your hands on the seat cushion at the front and back and pull it up. In order to prepare wheelchair for transportation into car, we suggest to take off the rear wheels gently over the full floating axle. Danger of trapping your finger! Be careful not to grasp the seat pipe.

- Lai saliktu ratiņkrēsli, uzspiediet ar rokām uz sēdekļa sāniem. Un spiediet uz leju līdz fiksācijai plastikāta turekļos. Sēdekļa virsmai ir jābūt sastaiņītai. Lai izjauktu ratiņkrēsli, sakumā noņemiet kāju balstus, vai paceliet uz augšu kāju plakšnes. Pēc tām stiepiet uz augšu sēdekļa virsmu ar abām rokām, turoties aiz tā priekšas un pakalējas daļas pa vidū. Transportēšanai automobilī mēs iesākam aizmugurējus riteņus noņemt nost. Nospiediet uz izņemamo ass un izvelciet ārā aizmugurējo riteni. Bīstami! Neleciat pirkstus ratiņkrēsli ramja iekšā! Pirksti var iesprūst!

- Чтобы разложить инвалидное кресло, надавите руками на боковины и давите вниз до тех пор, пока они полностью не зафиксируются в пластиковых держателях. Поверхность сидения при этом должна растянуться полностью на всю ширину. Для того, чтобы сложить инвалидное кресло, сначала снимите подножки или поднимите подставки для ног. После этого возьмитесь за поверхность сидения двумя руками, спереди и сзади и потяните за него наверх. Для подготовки перевозки кресла в машине мы рекомендуем вам отсоединить задние колёса, вытянув оси.

NAUDOJIMAS

• Tinkamam ir saugiam vežimėlio naudojimui, rekomenduojame naudotis šiomis instrukcijomis. Vežimėlis buvo suprojektuotas užtikrinti stabilumą. Kiekvienas vežimėlio judesys yra veikiamas gravitacijos, todėl yra būtina užtikrinti, kad vežimėlis neapvirstų. Didesniam saugumui užtikrinti, naudokite saugos diržus.

Daiktų siekimas sėdint vežimėlyje

Siekiant daiktų, tik rankos gali išeiti iš vežimėlio ribų. Kūnas ir galva turi likti vežimėlyje tam, kad vežimėlis neapvirstų.

Persikėlimas

Jei esate pakankamai stiprus, persikelti galite savarankiškai. Pirma, pristumkite vežimėlį kuo arčiau vietos, į kurią ketinate persėsti. Užfiksukite stovėjimo stabdžius ir pasirinkite sėdimo vietą, lėtai perkeltkite savo kūną. Jei nėra pakankamos atramos persikėlimui, naudokite persikėlimo lentą. Jei esate pakankamai stiprus, kad atsistotumėte, tai persikelti galite tokiu būdu. Jei turite judėjimo problemų, persikeldami paprašykite pagalbos iš artimųjų. Persikeldami, niekada neatsistokite ant pakojų.

Persikėlimas ant šaligatvio

Rekomenduojame persikeliant ant šaligatvio turėti asistentą, kuris padės atlikti šį veiksma. Pirma, padėjėjui atsistojus prie stūmimo rankenų, vežimėlį pristumti prie šaligatvio krašto. Kilstelėjus, užkelkite priekinius ratus ant šaligatvio. Pastumkite vežimėlį ir užkelkite galinius ratus.

Laiptai

Norint užkilti laiptais, patariame turėti du pagalbininkus, vieną vežimėlio priekyje, kitą gale. Priekyje esantis žmogus paverčia vežimėlį atgal, tačiau išlaiko balansą. Kilstelėjęs, žengia pirmą žingsnį. Gale esantis žmogus atkartoja pirmojo veiksmus, taip pat išlaikydamas balansą, kad sėdintysis neiškristų. Abu pagalbininkai nepaleidžia vežimėlio tol, kol vežimėlis abiem ratais nėra pastatytas ant lygaus paviršiaus. Tie patys veiksmai yra kartojami, norint nusileisti laiptais žemyn.

Važiavimas įkalne

Važiuodami įkalne, laikykite rankas ant vairo lanko. Važiuodami pasirinkite tinkamą greitį. Jei jums reikalinga pertrauka, sustokite ir įjunkite abu stovėjimo stabdžius.

Važiavimas nuokalne

Važiuodami nuokalne laikykite rankas šalia varymo lanko, kad bet kada galėtumėte kontroliuoti greitį. Venkite staigių posūkių. Vežimėlis nėra pritaikytas būti pakaitine automobilio sėdyne.

OPERATION

- For proper and safe use, we recommend you to follow safety instructions while using your wheelchair. This wheelchair was designed to ensure stability while seated. Every movement on the wheelchair affects the point of gravity, which may cause the wheelchair to tip over. To increase your safety, you may use seatbelt.

Reaching an object from the wheelchair - sitting

Only the arms may be extended over the wheelchairs seat. The body and head should stay inside the limits of the seat.

Lateral transfer

Transfer can be performed alone, assuming you are strong enough. Firstly, set the wheelchair as close to the place, which you want to sit on, as possible, whereby the steering wheels point forward. Activate the fixing brake and move your body towards the desired place. If there is no support beneath you while moving, please use a board if possible. Fold the legrest up and put them aside to make room. Bend your body forward, while leaning on the two armrests, and stand up. Then move your body toward the place, where you want to sit, while distributing your weight to your arms and hands.

Forward transfer

If you are capable of getting up and standing on your own, you may change seats by leaning forward. If you have trouble with this movement, we advise you to seek assistance from an accompanying person to ensure an easy and safe transfer. Firstly, engage both brakes and make sure both steering wheels point towards the front.

Please bear in mind that you must not support yourself on the brakes. Grab the handle of the armrest firmly and support yourself on your arms, to stand up easily (before, make sure armrests are securely locked in place). The assistant may help you complete the transfer. Position yourself as close to the desired place as possible. When changing your position, please sit as far back as possible, to prevent screws from breaking, seat cushions from getting damaged, or the wheelchair from tipping over. Activate the two brakes; these brakes should in no way be used as support for the transfer. You must never support yourself on the footrests, while sitting or getting up.

Moving onto the sidewalk

We recommend to have assistant to move onto sidewalk. Firstly, accompanying person positions the wheelchair straight in front of the curbside. After, tips the wheelchair backwards, until the steering wheels reach the curb. Lastly, pushes the wheelchair straight forward, until the back wheels hit the curb and when pushes the wheelchair again, until the back wheels go over the curbside.

Stairs

We suggest seeking help from two people, one in front of the wheelchair and one behind it, due to the fact that hurdling stairs is more difficult and dangerous. The person behind the wheelchair, tips the wheelchair backwards until it is balanced. Then, pushes the wheelchair against the first step, grabbing the handle firmly, to prepare to lift the wheelchair. The person in front of the wheelchair grabs the sides of the frame in the front of the wheelchair and lifts the chair over the steps, while the other accompanying person steps on the next step, repeating the first process. Do not lower the wheelchair until you hurdled the last step of the person in front of the wheelchair. Carrying a wheelchair down the stairs is the same process as explained previously, in reversed order.

Ascending a ramp

Lean your torso forward and use the hand rims with fast strokes, to keep up the proper speed. If you need a brake or relax on your journey, you must make sure to activate the two fixing brakes at the same time.

Descending a ramp

Lean your torso backwards and let the hand rims go (flow through your hands), making sure you have the speed and direction under control. Avoid sudden directional changes, never try to ascend or descend a ramp diagonally and never try to turn the wheelchair while ascending. The wheelchair is not applicable as a seat for cars.

LIETOŠANA

• Lai lietošana būtu pareiza un droša, lietojot ratiņkrēslu, iesakām ievērot drošības noteikumus. Šis ratiņkrēsls ir izstrādāts, lai nodrošinātu stabilitāti, atrodoties sēdus stāvoklī. Ikvienu kustību ratiņkrēslā ietekmē smaguma punktu, kas var izraisīt ratiņkrēsla apgāšanos. Lai palielinātu drošību, jūs varat izmantot drošības jostu.

Priekšmeta aizsniegšana no ratiņkrēsla – sēdus stāvoklī

Tikai rokas var būt izstieptas pāri ratiņkrēsla sēdeklim. Ķermenim un galvai ir jāatrodas sēdekļa ietvaros.

Noliekšanās uz priekšu

Jums ir jāatbalstās uz kaut ko un jānoliecas, lai aizsniegtu jūsu priekšā esošo priekšmetu. Pareizai riteņu izlīdzināšanai ir būtiska nozīme jūsu drošībai.

Liekšanās atpakaļ

Novietojiet ratiņkrēslu pēc iespējas tuvāk vēlamajam priekšmetam, lai jūs viegli varētu to aizsniegt, izstiepjot savas rokas, vienlaikus saglabājot normālu sēdus stāvokli. Jūs nedrīkstat liekties atpakaļ, jo ratiņkrēsls var apgāzties.

Pārsēšanās uz sāniem

Ja jums ir pietiekami daudz spēka, pārsēšanos varat veikt vienatnē. Vispirms novietojiet ratiņkrēslu pēc iespējas tuvāk vietai, uz kuru vēlaties pārsēties, līdz ar to stūrējamie riteņi ir pavērsti uz priekšu. Ieslēdziet fiksēšanas bremzi un pārvietojiet savu ķermeni vajadzīgās vietas virzienā. Ja pārvietojoties jums apakšā nav nekāda atbalsta, ja iespējams, izmantojiet dēli. Salociet uz augšu kāju balstus un atlieciet tos malā, lai atbrīvotu vietu. Nolieciet ķermeni uz priekšu, vienlaikus balstoties uz abiem roku balstiem, un piecelieties. Tad pārvietojiet ķermeni uz vietu, kur vēlaties sēdēt, sadalot savu svaru uz rokām un plaukstām.

Pārsēšanās uz priekšu

Ja jūs pats/-i spējat piecelties un stāvēt, jūs varat mainīt sēdvietas, noliecoties uz priekšu. Ja jums ar šo kustību ir problēmas, iesakām lūgt pavadošās personas palīdzību, lai nodrošinātu vieglu un drošu pārsēšanos. Vispirms ieslēdziet abas bremzes un pārliecinieties, ka abi stūrējamie riteņi ir pavērsti uz priekšu. Atcerieties, ka jūs nedrīkstat atbalstīties uz bremzēm.

Stingri satveriet roku balsta rokturi un atbalstieties uz rokām, lai būtu viegli piecelties (pirms tam pārliecinieties, ka roku balsts ir droši nostiprināts savā vietā). Palīgs var jums palīdzēt pabeigt pārsēšanos. Novietojiet sevi cik vien tuvu iespējams vajadzīgajai vietai. Mainot stāvokli, sēdiet pēc iespējas tālu atpakaļ, lai nesalauztu skrūves un nesabojātu sēdekļa spilvenus, kā arī lai novērstu ratiņkrēsla apgāšanos. Ieslēdziet abas bremzes; šīs bremzes nekādā gadījumā nedrīkst izmantot ka atbalstu, lai pārsēstos. Nekad neatbalstieties uz kāju balstiem, sēžot vai ceļoties augšā.

Uzbraukšana uz ietves

Iesakām izmantot palīgu, lai uzbrauktu uz ietves. Vispirms pavadošā persona novieto ratiņkrēslu tieši pretī ietves malai. Tad atliec ratiņkrēslu atpakaļ, līdz stūrējamie riteņi skar ietves malu. Visbeidzot, stumj ratiņkrēslu tieši uz priekšu, līdz aizmugurējie riteņi skar apmali, un tad atkal pastumj ratiņkrēslu, līdz aizmugurējie riteņi šķērso ietves malu.

Kāpnes

Iesakām izmantot divu cilvēku palīdzību, no kuriem vienam jāatrodas ratiņkrēsla priekšpusē, bet otram aizmugurē, jo kāpņu pārvarēšana ir sarežģītāka un bīstamāka. Cilvēks, kurš atrodas ratiņkrēsla aizmugurē, atliec ratiņkrēslu atpakaļ, līdz tas atrodas līdzsvarā. Tad stumj ratiņkrēslu pret pirmo pakāpienu, stingri satverot rokturi, lai sagatavotos pacelt ratiņkrēslu. Cilvēks, kurš atrodas ratiņkrēsla priekšpusē, satver rāmja malas ratiņkrēsla priekšpusē un paceļ ratiņkrēslu pāri pakāpienam, kamēr otrs palīgs uzkāpj uz nākamā pakāpiena, atkārtojot sākotnējās darbības. Nenolaidiet ratiņkrēslu, kamēr neesat pārvarējis ratiņkrēsla priekšpusē esošā cilvēka pēdējo pakāpienu. Ratiņkrēsla nešana lejā pa kāpnēm notiek tieši tāpat, kā iepriekš aprakstīts, tikai apgrieztā secībā.

Braukšana uz augšu pa slīpu virsmu

Nolieciet ķermeni uz priekšu un straujiem vāzieniem lietojiet rokas lokus, lai saglabātu vajadzīgo ātrumu. Ja jums nepieciešams bremzēt vai atpūsties brauciena laikā, pārliecinieties, ka abas fiksējošās bremzes tiek ieslēgtas vienlaicīgi.

Braukšana uz leju pa slīpu virsmu

Atlieciet ķermeni atpakaļ un atlaidiet rokas lokus (ļaujiet tiem plūst cauri rokām), pārliecinoties, ka jūs kontrolējat ātrumu un kustības virzienu. Izvairieties no straujas virziena maiņas, nekad nemēģiniet pārvietoties pa slīpu virsmu uz augšu vai leju pa diagonāli un nekad nemēģiniet pagriezt ratiņkrēslu, pārvietojoties uz augšu pa slīpu virsmu. Ratiņkrēsls nav izmantojams kā automobiļa sēdekļis.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Для более безопасного использования, мы рекомендуем Вам следовать инструкции по безопасности во время использования кресла-коляски. Оно было разработано с целью обеспечить устойчивость во время нахождения в сидячем положении. Кресло-коляска постоянно воздействует на центр тяжести, что может привести к опрокидыванию. Чтобы повысить уровень своей безопасности, Вы можете использовать ремень безопасности.

Достать до необходимых объектов находясь в кресле-коляске – сидя

За пределы кресла-коляски можно вытянуть только руки. Тело и голова должны оставаться в границах сиденья.

Наклон вперёд

Вам потребуется опереться на что-нибудь и совершить наклон, чтобы достать до находящегося перед вами объекта.

Наклон назад

Поставьте кресло-коляску настолько близко к необходимому объекту, чтобы вы могли легко достать его, протянув руки, сидя в обычном положении. Выполнять наклон назад не рекомендуется, так как это может привести к опрокидыванию кресла-коляски.

Движение вбок

Если вы располагаете достаточной физической силой, вы можете совершать движение самостоятельно. Прежде всего, поставьте кресло-коляску настолько близко к месту, куда вы хотели бы пересечь, насколько это возможно, в результате чего рулевые колёса устанавливаются прямо. Используйте стопорный тормоз и переместите своё тело на то место, куда вам необходимо пересечь. Если во время перемещения вам некому помочь, постарайтесь использовать подставку. Сверните подставку для ног и поставьте сбоку, создав, таким образом, дополнительное пространство. Наклоняйте своё тело вперёд, опираясь на оба подлокотника, что позволит вам приподняться. Затем переместите своё тело на то место, куда вам необходимо пересечь, перенеся ваш центр тяжести на руки.

Движение вперёд

Если вы можете самостоятельно приподняться и стоять, вы можете пересесть наклоном вперёд. Если же у вас возникают проблемы с подобным типом перемещения, мы рекомендуем вам обратиться за помощью к сопровождающему лицу, дабы гарантировать легкое и безопасное перемещение. Первым делом, нажмите на оба тормоза и убедитесь, что оба рулевых колеса установлены в положении прямо. Просим вас учитывать тот факт, что вы не должны помогать себе с тормозами. Крепко возьмитесь за рукоятку подлокотника и руками помогите себе приподняться (предварительно убедитесь, что подлокотник надёжно установлен). Сопровождающее лицо может помочь вам завершить перемещение. Займите место настолько близкое к тому, куда вы хотите пересесть, насколько это возможно. В процессе пересаживания, сидите настолько глубоко в кресле, насколько это возможно, дабы исключить вероятность срыва с тормозов, повреждения подушек сидения, а также переворачивание кресла-коляски. Используйте два тормоза. Они ни в коем случае не должны использоваться как опора при перемещении. Никогда не используйте подставку для ног в качестве опоры, когда сидите или приподнимаетесь.

Въезд на тротуар

Советуем вам воспользоваться услугами сопровождающего лица для перемещения на тротуар. Первым делом, сопровождающее лицо устанавливает кресло-коляску прямо около тротуара. Затем наклоняет кресло-коляску назад до тех пор, пока рулевые колёса не достанут тротуар. После этого, оно направляет кресло-коляску прямо, пока задние колёса не коснутся тротуара, и продолжает наклонять кресло-коляску до тех пор, пока задние колёса не окажутся полностью на тротуаре.

Лестница

Советуем вам обратиться за помощью к двум людям, чтобы один находился спереди кресла-коляски, а другой сзади, так как перемещение по лестнице более сложное и опасное. Человек позади кресла-коляски наклоняет его так, чтобы сохранялся баланс кресла-коляски. Затем он толкает кресло-коляску по направлению первой ступеньки, крепко держа рукоятку и готовясь поднимать кресло-коляску. Человек впереди кресла-коляски держится за раму в передней части кресла-коляски и совершает подъём на ступеньку, в то время как второе сопровождающее лицо поднимается на ступеньку вверх, повторяя, таким образом, первое действие. Не опускайте кресло-коляску, пока человек впереди коляски не совершил последний шаг. Спуск коляски с лестницы осуществляется в том же режиме, что описан выше, но в обратном порядке.

Подъём на пандус

Наклоните своё туловище вперёд и быстрыми движениями вращайте ручные колёса, поддерживая необходимую скорость. Если вам требуется перерыв или отдых, вы должны убедиться в том, что оба стопорных тормоза зажаты одновременно.

Спуск с пандуса

Наклоните своё туловище назад и отпустите ручные колёса (они должны проскальзывать по вашим рукам), убедившись, что вы контролируете скорость и направление движения. Дабы пресечь внезапные изменения направления движения, никогда не пытайтесь подниматься или спускаться в диагональном положении и никогда не пытайтесь повернуть кресло-каталку в момент подъёма. Кресло-коляска не используется как сиденье для автомобилей.

SAUGUMAS / SAFETY WARNINGS / DROŠIBA / БЕЗОПАСНОСТЬ

- Pasirinkite saugų greitį važiuodami nuolydžiu. Venkite važiuoti vežimėliu stačiais šlaitais. Nesinaudokite keltuvais. Nevažiuokite atbulomis nuo kalno.
- Use slow speeds on gradients. Do not exceed the maximum gradient stated. Do not use escalators. Do not reverse down a gradient.
- Izvelaties drošu ātrumu braucot pa slīpumu. Izvairaties no braukšanas pa stāvām nogāzēm. Nelietojiet funikulierus. Nebrauciet atmuguriski.
- Выберите безопасную скорость при езде с наклона. Не пользуйтесь лифтами.



- Vėžimėlis skirtas tik vieno asmens naudojimui.
- The wheelchair is only suitable for single occupancy.
- Ratiņkrēsls ir paredzēts tikai vienai personai.
- Коляска предназначена для одного пользователя.



- Laikykite kojas ant kojų atramų, kuomet važiuojate. Nestovėkite ant kojų atramų. Vežimėlyje sėdėkite tiesiai, laikykite pusiausvyrą. Rekomenduojama, kad kūno svorio centras nepasislinktų nuo vežimėlio sėdimosios dalies.
- Keep your feet on the footplates when moving. Do not stand on the footplates. Maintain proper balance at all times. Users should not move their centre of gravity out of the seating area.
- Braucot kājas turiet uz kāju atbalsta. Nestāviet uz kāju atbalsta. Sēdiet taisni ratiņkrēslā, saglabājiet līdzsvaru. Ieteicams saglabāt ķermeņa svara centru uz sēdekļa.
- Во время езды, держите ноги на подножках. Не становитесь на подножки, постоянно держите равновесие. Рекомендуется центр тяжести тела удерживать над сидением.



- Būkite atidūs naudodamiesi vežimėliu, saugokitės buityje esančių kliūčių, tokių kaip: siauros durys, laipteliai, namų apyvokos daiktai, vaikų žaislai ir kt. Nesiekite daikto, esančių toliau, nei siekia Jūsų ranka.
- Be aware of hazards in your environment, such as narrow doorways, steps, household appliances, children's toys, etc. Do not reach for items further than your arm will extend.
- Esiet uzmanīgi lietojot ratīnkrēslu, izvairieties no šķērsliem: šaurām durvīm, kāpnēm, sadzīves lietām, bērnu rotaļlietām. Nesniedziet lietas, ko nevarat sasniegt ar roku.
- Будьте внимательны используя коляску, остерегайтесь бытовых препятствий, которые могут повредить коляску, таких как: узкий дверной проем, ступеньки, детские игрушки. Не тянитесь к предметам, находящимся дальше досягаемости руки.



- Rekomenduojame pasitarti su savo gydančiu specialistu, kaip persikelti iš/į vežimėlį. Stovėjimo stabdys privalo būti įjungtas sėdantis į vežimėlį ar keliantis iš jo. Vežimėlio stovėjimo stabdys nepritaikytas vežimėlio greičio mažinimui, jį galima įjungti tik vežimėliui visiškai sustojus.
- We recommend you consult your healthcare professional for advice about transferring to and from the wheelchair. The parking brakes should always be applied when transferring. The wheelchair brakes and parking brakes are not suitable for slowing the wheelchair down.
- Ieteicams apspriesties ar ārstējošo ārstu, kā ērtāk apsēsties ratīnkrēslā vai izkāpt no tā. Stāvbremzēm jābūt ieslēgtām gan apsēdoties ratīnkrēslā, gan izkāpot no tā. Ratīnkrēsļa stāvbremzes nav paredzētas ātruma mazināšanai, tās var ieslēgt tikai tad, kad ratīnkrēsls ir pilnīgi apstājies.
- Рекомендуем посоветоваться с лечащим врачом, как правильно пересест с и на коляску. Во время передвижения стояночный тормоз должен быть введен в действие. Стояночный тормоз не предназначен для снижения скорости езды, его можно использовать только при полной остановке.



- **Įspėjimas!** Nekelkite vežimėlio laikydami už nuimamų dalių. Tokie veiksmai gali sužaloti vartotoją arba sugadinti vežimėlį.
- **Warning!** Do not attempt to lift the wheelchair by any removable parts. Lifting by removable parts of the wheelchair may result in injury to the user or damage to the wheelchair.
- **Uzmanību!** Neceliet ratiņkrēslu turot to uz noņemamām detaļām. Pretējā gadījumā iespējams savainot lietotāju vai sabojāt ratiņkrēslu.
- **Внимание!** Не поднимайте коляску удерживая за съёмные детали. Такие манипуляции могут привести к травме или повреждению коляски.



- **Įspėjimas!** Draudžiama važiuoti apledėjusia įkalne ar nuokalne
- **Warning!** Do not attempt to move up or down an incline with a water, ice or oil film.
- **Uzmanību!** Aizliegts braukt pa apledojošo nogāzi vai nokalni.
- **Внимание!** Не ездите коляской на мокрых, обледеневших, покрытых масляной пленкой поверхностях.



- **Įspėjimas!** Draudžiama važiuoti per smulkias kliūtis ir kelio nelygumus. Draudimo nepaisymas gali sukelti vartotojo kūno sužalojimą ar sugadinti vežimėlį.
- **Warning!** Do not attempt to ride over curbs or obstacles. Doing so may cause your wheelchair to tip over and cause bodily harm to you or damage to the wheelchair.
- **Uzmanību!** Aizliegts braukt pāri šķēršļiem un ceļa neregularitātēm. Pretējā gadījumā iespējams lietotājs var savainoties vai sabojāt ratiņkrēslu.
- **Внимание!** Запрещается ездить через препятствия и по неровным поверхностям. Пренебрежение этими правилами может привести к травмам.



- Įspėjimas! Draudžiama palikti vežimėlį įkalnėje ar nuokalnėje ar bet kurioje kitoje vietoje, kur jis trukdytų praeiviams ar keltų jiems grėsmę.
- Warning! Never leave an unoccupied wheelchair on an incline or other place which may cause injury to surrounded people or things.
- Uzmanību! Aizliegts atstāt ratiņkrēslu nogāzē vai nokalnē, vai jebkurā citā vietā, kur tas varētu traucēt garāmgājējiem vai radītu tiem draudus.
- Внимание! Не оставляйте коляску на горке или в другом месте, где она может мешать движению.



- Įspėjimas! Draudžiama stabdyti vežimėlį leidžiantis nuokalne. Toks stabdymas gali baigtis vežimėlio virtimu ir kūno sužalojimu.
- Warning! Do not attempt to stop the wheelchair while on a sloped surface.
- Uzmanību! Aizliegts bremzēt braucot lejup pa nogāzi. Pretējā gadījumā iespējams lietotājs var savainoties vai sabojāt ratiņkrēslu.
- Внимание! Запрещается использовать стояночный тормоз для снижения скорости. Такое торможение может привести к различным травмам.



- Įspėjimas! Vežimėlio remontas, valymas ar reguliavimas turėtų būti atliekami asmeniui nesėdint vežimėlyje.
- Warning! All service, cleaning and adjustment should be performed while the wheelchair is unoccupied.
- Uzmanību! Ratiņkrēsla remontam, tīrīšanai vai regulēšanai jātiekas veiktai lietotājam neesot ratiņkrēslā.
- Внимание! Сервис, чистка и регулировка производится без пациента.



- Įspėjimas! Draudžiama vežimėliu naudotis asmenims, sveriantiems daugiau, nei nurodyta naudojimo instrukcijoje.
- Warning! It is forbidden to exceed the maximum safe load of wheelchair.
- Uzmanību! Aizliegts ratiņkrēslu lietot personām, kas sver vairāk nekā norādīts lietošanas instrukcijā.
- Внимание! Запрещается превышать максимальную допустимую нагрузку.



- Įspėjimas! Nepalikite vežimėlio prie karščio šaltinio. Didesnė nei +40°C gali įkaitinti vežimėlio dalis, kurias gali nudeginti.
- The wheelchair must not be permanently exposed to temperatures greater than +40°C. Otherwise the frame as well as seat, backrest and armrests can heat up, which might cause burns.
- Ratiņkrēsls nedrīkst ilgstoši atrasties temperatūrā, kas pārsniedz +40°C. Pretējā gadījumā rāmis, kā arī sēdekļis, atzveltne un roku balsti var sakarst un radīt apdegumus.
- Запрещено постоянно держать кресло-коляску в месте с температурой, превышающей +40°C. В противном случае, рама, сиденье, спинка и подлокотники могут нагреться, что может привести к ожогам.

RANKŲ ATRAMOS / ARMREST OPERATION / ROKU ATBALSTI / ПОДЛОКОТНИКИ



Pav. Nr. 3 / Pic. No. 3 / Att. Nr. 3 / Рис. Ho. 3

- Vežimėlio rankų atramos yra pakeliamos. (Pav. Nr. 3) Norėdami pakelti rankų atramą, pilnai nuspauskite plastmasinį laikiklį ir patraukite atramą į viršų. Rekomenduojame atramą pakelti sėdantis į/iš vežimėlio iš šono. Važinėjant rankų atrama turi būti fiksuota. (Pav. Nr. 4)

- Wheelchair is equipped with flip up armrest. (Pic. No. 3) To flip it up, please push plastic lever located in the front of armrest. Keep it pushed and lift armrest gently. We recomend to flip armrest up getting in or out of wheelchair from side. While operating wheelchair, armrests should be locked. (Pic. No. 4)

- Ratiņkrēsļa roku atbalstus iespējams pacelt. (Att. Nr. 3) Ja vēlaties roku atbalstus pacelt, pilnīgi nospiediet plastmasas turekļi un pavelciet atbalstu uz augšu. Ieteicams pacelt atbalstu sēdoties ratiņkrēsļā/stājoties no ratiņkrēsļa no sāna. Braucot ar ratiņkrēsli, roku atbalstam jābūt fiksētam. (Att. Nr. 4)

- Подлокотники можно поднять. (Рис. Но. 3) Для того чтобы поднять подлокотник, нажмите напластмассовую ручку и потяните подлокотник вверх. Рекомендуется поднимать подлокотник садясь в коляску с боку. При использовании коляски подлокотники должны быть надежно прикреплены. (Рис. Но. 4)



Pav. Nr. 4 / Pic. No. 4 / Att. Nr. 4 / Рис. Ho. 4


SĖDYNĖS AUKŠČIO KEITIMAS / SEAT HEIGHT ADJUSTMENT / SĖDEKLĄ AUGSTUMA REGULĖŠANA / РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СИДЕНИЯ

Pav. Nr. 5 / Pic. No. 5 / Att. Nr. 5 / Рис. Но. 5

- Dėl priekinių ir galinių ratų atramos, galite keisti sėdynės aukštį. Norėdami pakeisti priekinio rato aukštį, atsukite varžtą, esantį rato šakutėje, pakelkite ar nuleiskite ratą ir vėl pritvirtinkite varžtu. (Pav. Nr. 5) Norėdami pakeisti galinio rato aukštį, atsukite 2 varžtus, nustatykite reikiamą aukštį ir įtvirtinkite galinio rato adapterį 2 varžtais. (Pav. Nr. 6) Įsidėmėkite, keičiant galinio rato adapterio aukštį, galinis ratas turi būti nuimtas. Rekomenduojame, keičiant aukštį, nustatyti vienodą priekinių ir galinių ratų aukštį. Apsukdami galinių ratų adapterius 180° kampu, galite padidinti ratų bazę, taip užtikrindami didesnę saugumą.

- Thanks to front and rear wheels, you are able to adjust seat height. In order to adjust height of steering caster, untighten screw with allen key, pull it out, set caster on desired height and tighten again. (Pic. No. 5) In order to adjust height of rear wheel, untighten 2 screws using spanner and set rear wheel adapter in needed height. (Pic. No. 5) After set in place, tighten it again. Please note, that rear wheel must be removed while making adjustment of adapter. For safety reasons, we recommend to keep front and rear wheels in the same height.

The wheelbase can be extended by turning the adapter by 180°. This increases the stability against tipping backwards.



Pav. Nr. 6 / Pic. No. 6 / Att. Nr. 6 / Рис. Но. 6

- Pateicoties priekšējiem un aizmugurējiem riteņiem, jūs varat regulēt sēdekļa augstumu. Lai noregulētu stūres ritentiņa augstumu, atgrieziet skrūvi ar sešskaldņu atslēgu, izņemiet to ārā, uzstādiet ritentiņu vajadzīgajā augstumā un atkal pievelciet to. (Att. Nr. 5) Lai noregulētu aizmugurējā riteņa augstumu, ar uzgriežņu atslēgu atskrūvējiet divas skrūves un uzstādiet aizmugurējā riteņa adapteri vajadzīgajā augstumā. (Att. Nr. 6) Pēc tam tās atkal pievelciet. Drošības nolūkos iesakām priekšējos un aizmugurējos riteņus turēt vienā un tajā pašā augstumā. Riteņu garenbāze var tikt paplašināta, pagriežot adapteri par 180°. Tas palielina stabilitāti pret gāšanās atpakaļ.

- Благодаря передним и задним колёсам, вы можете настроить высоту сиденья. Чтобы настроить высоту рулевого управления, открутите гайку шестигранным ключом, извлеките её, установите рулевое управление на требуемую высоту, после чего снова закрутите гайку. (Рис. Но. 5) Чтобы настроить высоту заднего колеса, ослабьте две гайки гаечным ключом и установите держатель заднего колеса на необходимую высоту. (Рис. Но. 6) После установки на место, закрутите гайки. Учтите, что заднее колесо должно быть извлечено в момент настройки держателя. В целях безопасности, рекомендуем вам установить передние и задние колёса на одной высоте. Колёсная база может быть расширена поворотом держателя на 180 градусов. Это повышает устойчивость от опрокидываний назад.

GALINIAI RATAI / REAR WHEEL OPERATION / AIZMUGURĒJIE RITEŅI / ЗАДНИЕ КОЛЕСА

- Galiniai ratai tvirtinami greitos fiksacijos ašimi. Norėdami nuimti ratą, viena ranka stabiliai laikykite vežimėlį, kita paimkite ratą ir nuspauskite rato centre esančią ašį. (Pav. Nr. 7) Laikydami nuspausta ašį, traukite ratą į save. Norėdami uždėti nuimtą ratą, pakartokite veiksmus atgaline tvarka.

- Your chair has quick release axle, you need no tool to take off the rear wheel. Simply hold frame with one hand and push quick release axle located in the centre of rear wheel. (Pic. No. 7) Keep it pushed and pull rear wheel out. To put it back, repeat action in apposite way.

- Jūsu krēslam ir ātri atbrīvojamā riteņa ass, jums nav vajadzīgi nekādi instrumenti, lai noņemtu nost aizmugurējo riteņi. Vienkārši turiet ar vienu roku rāmi un ātri nospiediet ātri atbrīvojamo asi, kas atrodas aizmugurējā riteņa centrā. (Att. Nr. 7) Turiet to nospiestu un izvelciet ārā aizmugurējo riteņi. Lai uzliktu riteņi atpakaļ, atkārtojiet darbības pretējā secībā.

- Ваше кресло снабжено легко отстёгивающейся осью, Вам не потребуются дополнительные инструменты для того, чтобы снять заднее колесо. Просто держите раму одной рукой и нажмите на отстёгивающуюся ось прямо по центру заднего колеса. (Рис. Но. 7) Удерживайте её зажатой и снимите заднее колесо. Чтобы установить заднее колесо на место, проделайте эту операцию в обратном порядке.



Pav. Nr. 7 / Pic. No. 7 / Att. Nr. 7 / Рис. Но. 7

APSAUGA NUO APSIVERTIMO / ANTI-TIPPER / PRETAPGĀŠANĀS DROŠINĀTĀJI / УСТРОЙСТВА ПРОТИВ ОПРОКИДЫВАНИЯ



Pav. Nr. 8 / Pic. No. 8 / Att. Nr. 8 / Рис. Но. 8

- Abu LightMan serijos vežimėliai aprūpinti apsauga nuo apsvertimo. Apsauga sumontuojama ant vežimėlio gamykloje, todėl Jums nereikės jos instaliuoti. Ši priemonė iki minimumo sumažina riziką sėdinčiam asmeniui apsvirti, ypač kai važiuojama įkalne ar įveikiant kelio nelygumus. Optimaliai apsaugai užtikrinti, nustatykite apsauginius ratukus tinkamame aukštyje. Viena ranka patraukite pilką metalinį žiedą į save ir tuo pat metu kita ranka nustatykite ratuką norimame aukštyje. Jeigu norite nuimti apsaugą nuo apsvertimo, atsukite laikantį varžtą ir patraukite plastikinę rėmą į save.

- Both LightMan Start and LightMan Start Plus chairs are equipped with anti-tip wheels. They are factory in built, thus requires small adjustments only before use. The aim of anti tippers is to prevent the wheelchair from tipping backwards. They can also be used to help tilt the chair by an accompanying person. The height of the wheels can be adjusted. To do this, pull the silver-coloured disks towards you and slide the tube upwards or downwards along the bracket. If you want to take wheels off, unscrew bolt, take it out and pull device towards.

- Gan LightMan Start, gan LightMan Start plus ir aprikoti ar riteņu mehānismu pret apgāšanos atpakaļ. Mehānismi tiek uzstādīti jau no rūpnīcas un prasa nelielu regulēšanu pirms lietošanas. Šīs ierīces mērķis ir nepieļaut iespēju krēsla apgāšanai atpakaļ. Tāpat ierīce palīdzēs pavadonim pagāzt krēslu. Riteņu augstumu var noregulēt. Regulēšanai velciet sudrabainus diskus uz sevis un nobīdiet trubiņu uz augšu vai uz lēju, attiecībā pret cemmi. Ja jūs gribat noņemt riteņus, atskrūvējiet skrūvi, izņemiet to un aizstiepiet ierīci uz sevis.

- Оба инвалидных кресла LightMan Start и LightMan Start Plus оборудованы колёсными механизмами против опрокидывания. Они установлены на заводе и требуют небольшой регулировки перед использованием. Цель этого устройства – предотвратить возможное опрокидывание кресла назад. Также устройство поможет сопровождающему лицу наклонить кресло. Высоту расположения колёс возможно отрегулировать. Для этого потяните серебристые диски на себя и сдвиньте трубу относительно скобы вверх или вниз. Если вы хотите снять колёса, открутите болт, выберите его и потяните устройство на себя.

STABDŽIAI / BRAKING / BREMZES / TOPMO3A

• Vežimėlis turi stabdžius abiejose vežimėlio pusėse. Stovėjimo stabdžiai įjungiami ar išjungiami naudojantis specialia rankenėle sumontuota abiejose vežimėlio pusėse. Norėdami įjungti stovėjimo stabdį, stumkite rankenėlę nuo savęs. Norėdami išjungti stovėjimo stabdį ir judėti, rankenėlę palenkite į savo pusę. Užtikrinti didesnę saugumą, rekomenduojame visada įjungti abu stabdžius vienu metu. Dėl įprastinio dėvėjimosi gali sumažėti galinio rato stabdymo efektyvumas. Siekiant užtikrinti tinkamą stabdymą, turite pakeisti stabdžių poziciją. Norėdami tai atlikti, atsuktuvu atsukite 2 varžtus, esančius apatinėje stabdžių dalyje. Šiek tiek pakelkite ar nuleiskite stabdžius ir vėl pritvirtinkite varžtus.

Apsukę galinių ratų adapterį 180°, padidinkite stabdžių padėtį!

• Your wheelchair has brakes mounted onto frame from both sides. Once delivered, brakes are adjusted properly to ensure sufficient braking. In order to apply brakes, please hold braking lever and push it forward. We recommend always use both brakes at the same time to ensure maximum safety. Due to normal wear and tear of rear wheel, braking efficiency may be reduced. In order to have sufficient braking, you must adjust position of brakes. To do so, please use allen key and untighten two screws located in bottom part of brakes. Then, push it forwards or backwards and tighten screws.

In case you move rear wheel adapter by 180° to extend rear wheel base, it is necessary to re-locate brakes. Please use allen key to untighten brake device, push it backwards and tighten again.

• Jūs ratininkrėslam bremzes ir uzstādītas abās rāmja pusēs. Pēc piegādes bremzes tiek pienācīgi noregulētas, lai nodrošinātu pietiekamu bremzēšanu. Lai iedarbinātu bremzes, satveriet bremžu sviru un spiediet to uz priekšu. Iesakām vienmēr izmantot abas bremzes vienlaicīgi, lai nodrošinātu maksimālu drošību. Aizmugurējā riteņa normāla nodiluma dēļ, bremžu efektivitāte var samazināties. Lai nodrošinātu pietiekamu bremzēšanu, ir jānoregulē bremžu novietojums. Lai to izdarītu, ar sešskaldņu atslēgu atgrieziet divas skrūves bremžu apakšējā daļā. Tad pastumiet to uz priekšu vai atpakaļ un pievelciet skrūves.

Ja jūs pagriežat aizmugurējā riteņa adapteri par 180°, lai paplašinātu aizmugurējā riteņa bāzi, ir nepieciešams pārvietot bremzes. Izmantojiet sešskaldņu atslēgu lai atskrūvētu bremžu iekārtu, pastumiet to atpakaļ un atkal pievelciet.

- Ваше кресло-коляска снабжено тормозами, закрепленных на раме с обеих сторон. При поставке тормоза уже установлены в надлежащем положении, что гарантирует правильное торможение. Чтобы затормозить, держите тормозной рычаг и направьте его вперед. В целях безопасности, советуем всегда использовать оба тормоза одновременно.

Эффективность тормозов может снижаться по причине естественной амортизации заднего колеса. Чтобы торможение было достаточно эффективным, вам потребуется настроить тормоза. Для этого вам понадобится гаечный ключ, которым надо будет открутить две гайки, расположенные в нижней части тормозов. Затем переместите их вперед или назад и закрутите гайки.

Если вы переместили держатель заднего колеса на 180 градусов с целью расширить колёсную базу, необходимо переместить тормоза. Используйте гаечный ключ, чтобы открутить тормоза, переместить их назад и прикрутить обратно.

BŪGNINIAI STABDŽIAI / DRUM BRAKE / BUNGU BREMZES / БАРАБАНЫЕ ТОРМОЗА

- LightMan Start Plus vežimėlyje sumontuoti būgniniai stabdžiai, skirti lydinčiam asmeniui sulėtinti vežimėlio greitį (ypač leidiantis nuokalne) arba visiškai užblokuoti galinius ratus. Stabdžių rankenėlės sumontuotos ant stūmimo rankenų. Norėdami sulėtinti vežimėlį, abejomis rankomis vienu metu nuspauskite stabdžių rankenėles į viršų. Norėdami pilnai užfiksuoti galinius ratus, kai stabdžių rankenėlės viršutinėje padėtyje, nulenkite žemyn laikiklius, esančius žemiau stabdžių rankenėlių. Galinio rato stabdymo intensyvumas reguliuojamas skirtingai įtempiant stabdžio trosą. Stabdymo stiprumas tuo didesnis, kuo labiau atpalaiduotas trosas įtempimo varžtas.

- LightMan Start Plus version is equipped with a drum brake, which should only be operated by an accompanying person via the brake lever located on the push handles. The drum brake should be used as both a locking brake and also as a service brake. When used as a service brake it provides well-regulated deceleration. The locking brake function is used for parking. To lock the brake, pull the brake lever and push the locking lever upwards. To release the locking brake, pull the brake lever upwards softly and the locking mechanism releases automatically. To achieve optimum braking efficiency, the braking power is set using the adjusting screw. The braking power is increased by unscrewing the adjusting screw and reduced by tightening it.



Pav. Nr. 9 / Pic. No. 9 / Att. Nr. 9
Рис. No. 9



Pav. Nr. 10 / Pic. No. 10 / Att. Nr. 10
Рис. No. 10

- LightMan Start Plus versija ir aprīkota ar bungu bremzēm, kuras var izmantot tikai pavadonis, tāpēc, kā bremžu sviras ir novietotas uz pavadona rokturiem. Bungu bremzēs ir jaizmanto gan ka darba bremzēs, gan ka stāvvietas bremzēs. Izmantojot bungu bremzēs ka darba bremzēs tiek nodrošināta ļoti labi kontrolējama palēnināšana. Bremžu bloķēšanas funkciju ir jaizmanto pie krēsla novietošanas. Lai nobloķētu bremzi, aizstiepiet aiz bremžu svirām un pārliciet bloķēšanas sviru uz augšu. Lai atbloķētu bremzes, maigi aizstiepiet bremžu sviras uz augšu un bremžu mehānisms atbloķējas automātiski. Maksimālas bremzēšanas efektivitātes sasniegšanai bremzēšanas spēks ir regulējams ar skrūvi. Izskrūvējot skrūvi bremzēšanas spēks palielinās, aizskrūvējot – samazinās.

- Версия LightMan Start Plus оборудована барабанными тормозами, которые может использовать только сопровождающее лицо, ввиду того, что рычаги тормозов расположены на ручках сопровождающего лица. Барабанные тормоза следует использовать и как рабочие тормоза и как стояночные. Используя барабанные тормоза в качестве рабочих, они обеспечивают очень хорошо контролируемое замедление. Функцию блокировки тормозов использовать при парковке кресла. Чтобы заблокировать тормоз, потяните за тормозные рычаги и переведите блокировочный рычаг вверх. Чтобы разблокировать стояночный тормоз, аккуратно потяните за тормозные рычаги наверх и тормозной механизм разблокируется автоматически. Для достижения максимальной эффективности торможения, тормозное усилие регулируется регулировочным болтом. При выкручивании болта сила торможения увеличивается, при закручивании – уменьшается.

KOJŲ ATRAMOS / LEGREST OPERATION / KĀJU ATBALSTI / ПОДНОЖКИ



Pav. Nr. 11 / Pic. No. 11 / Att. Nr. 11 / Рис. Ho. 11

- Pakojai yra supakuoti į nedideles kartonines dėžes. Prieš įstatydami išpakuokite iš dėžių. Pakojai tvirtinami vežimėlio priekyje. Pirmą, įstatykite plastikinę dalį į metalinį skersinį. Stumkite pakojį tol, kol išgirsite pokštelėjimą. (Pav. Nr. 11) Nesumaišykite dešiniojo ir kairiojo pakojų!

Prieš suskleidžiant vežimėlį, pakojai turi būti užlenkti į viršų arba nuimti. Patraukite plastikinę rankenėlę, pasukite pakojį į šoną ir, patraukę į viršų, nuimkite. Pakojo aukštis gali būti reguliuojamas pagal poreikius. Pirmą, atsukite ir nuimkite varžtą, naudodami pridėtą raktą. Nustatykite reikiamą aukštį ir prisukite varžtą.

- Once delivered, legrests are packed in separate small cardboard. In order to install them, please take them out of package. The footrests must be installed in the front of chair. Firstly, please insert plastic part into metal tube and push it down. After, move legrest inside until you hear snap. Once locked in position, legrest stand firmly. (Pic. No. 11)

Do not mix left and right legrest! After installation, plastic footplate must be faced inwards.

Once leaving wheelchair, legrest must be flipped away or completely removed. Pull plastic lever upwards and move legrest outside.

Length of legrest can be adjusted to meet user's needs. Firstly, unscrew bolt using allen key, pull out bolt and tighten it again in needed position.

- Kāju atbalsti tiek piegādāti iepakoti atsevišķā nelielā kartona kastē. Lai tos uzstādītu, izņemiet tos ārā no iepakojuma. Kāju atbalsti ir jāuzstāda ratiņkrēsla priekšpusē. Vispirms ievietojiet plastmasas detaļu metāla caurulē un nospiediet to uz leju. Tad virziet iekšā kāju atbalstu, kamēr sadzirdat klikšķi. Kad kāju atbalsts ir nostiprināts savā vietā, tas turas stingri. (Att. Nr. 11) Nesajauciet kreiso un labo kāju atbalstu! Pēc uzstādīšanas plastmasas paliktņim ir jābūt vērstam uz iekšu.

Atstājot ratiņkrēslu, kāju atbalsts ir jāpagriež projām vai arī pilnībā jānoņem. Pavelciet plastmasas sviru uz augšu un izņemiet ārā kāju atbalstu.

Kāju atbalsta garumu var regulēt, lai pielāgotu lietotāja vajadzībām. Vispirms atgrieziet skrūvi ar sešskaldņu atslēgu, izvelciet skrūvi ārā un atkal to pieskrūvējiet vajadzīgajā stāvoklī.

- При доставке, подножки упакованы в отдельные коробочки. Чтобы установить, их необходимо извлечь из упаковки. Подножки необходимо установить в передней части кресла. Сначала вставьте пластиковые детали в металлическую трубу и прижмите их. Затем, вставляйте подножки до характерного щелчка. Если подножки установлены правильно, они будут держаться крепко. (Рис. Но. 11)
Запрещено менять местами правую и левую подножки! После установки, пластиковая подножка должна смотреть внутрь. Если вы покидаете кресло-коляску, подножки должны быть сложены и убраны. Поднимите пластиковый рычаг вверх и уберите подножки.
Длина подножки настраивается под нужды лица, использующего кресло-коляску. Отверните болт шестигранным ключом, извлеките его и отрегулируйте подходящую длину.

TRANSPORTAVIMAS / TRANSPORT / TRANSPORTĒŠANA / ТРАНСПОРТИРОВКА

- Norint užtikrinti saugų vežimėlio transportavimą ir apsaugoti nuo žalos, nuimamos dalys (porankiai, pakojai, galiniai ratai) turi būti pašalintos.
- To ensure safety and prevent damage while on board, all removable parts (armrests, legrests, rear wheels) must be removed.
- Lai garantētu drošību un novērstu bojājumus pārvadāšanas laikā, visas noņemamās daļas (roku balsti, kāju balsti, aizmugurējie riteņi) ir jānoņem.
- С целью безопасной транспортировки, все съёмные части (подлокотники, подножки, задние колёса) должны быть сняты.

PRIEŽIŪRA / CARE AND MAINTENANCE / UZKOPŠANA / УХОД

- Kaskart prieš naudodamiesi vežimėliu, patikrinkite stovėjimo stabdžius.
- Before each use of the wheelchair, the brakes should be checked.
- Pirms lietojiet, pārbaudiet stāvbremzes.
- Всегда перед использованием проверьте тормоза.

- Vėžimėlis turi būti laikomas sausoje aplinkoje, vengiant tiesioginių saulės spindulių. Saugoti nuo dulkių apklojant arba periodiškai valant.
- The wheelchair should be stored in a dry environment, away from direct sunlight. When in storage the wheelchair can be folded up. The wheelchair should be kept clean and dust free. This can be done with a duster or damp cloth and mild detergent.
- Ratiņkrēsls jātiek uzglabāts sausā vietā, izvairoties no tiešiem saules stariem. Aizsargāt pret putekļiem un periodiski tīrīt.
- Коляску храните в сухом помещении, избегайте попадания прямых солнечных лучей. Защищайте коляску от пыли и грязи накрывая ее или периодически чистя.

- Vežimėlis turi būti reguliariai tikrinamas, taip užtikrinant naudotojo saugumą ir patogumą. Nusidėvėjusios vežimėlio dalys, kurios nebetinkamos ar nesaugios naudoti (sėdynės ir nugaros atramos, ratai), privalo būti pakeistos naujomis.
- The user/professional assistant should routinely check the chair. It is obligated to replace teared parts (seat and back upholstery, tires).
- Ratiņkrēslam jāveic regulārā pārbaude, lai tiktu nodrošināta drošība un ērtība. Nolietojušajām ratiņkrēsli detaļām, kas nav derīgas vai drošas lietošanai, jābūt nomaitītam vai saremontētam.
- Коляска должна регулярно проверяться для обеспечения комфорта и безопасности пользователя. Изношенные детали должны быть заменены.

ATSARGINĖS DALYS / SPARE PARTS / REZERVES DAŽAS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- Tik gamintojo originalios dalys gali būti naudojami atliekant vežimėlio remontą. Norėdami gauti originalią dalį, pateikite lipduke nurodytą vežimėlio tipą ir serijos numerį, prekybos vietoje ar susisiekiite tiesiogiai su gamintoju. Gamintojas bei pardavėjas neatsako už žalą, patirtą naudojant ne originalias atsargines dalis ar atliekant remonto darbus neautorizuotoje vietoje.
- Only original spare parts can be used for replacement. Please provide model of wheelchair and serial number to dealer or contact manufacturer directly. Manufacturer and dealer is not responsible for any damage occurred to product or user if non original spare parts are used and (or) repair was done in unauthorized facility.
- Veicot ratiņkrēsļa remontu, var tikt izmantotas tikai oriģinālas ražotāja daļas. Je vēlaties saņemt oriģinālo daļu, iesniedziet liplentē norādīto riteņkrēsļa veidu un sērijas numuru tirdzniecības vietā jeb sazināties ar ražotāju. Ražotājs un izplatītājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radās izmantojot neoriģinālas rezerves daļas vai veicot remontu neautorizētajā servisa centrā.
- Для ремонта используйте только оригинальные запасные части, которые можете приобрести у продавца или непосредственно у производителя. При запросе укажите данные с наклейки (тип и серийный нр. коляски). Производитель и продавец не несет ответственности за вред, возникший вследствие использования не оригинальных запасных частей или ремонт неуполномоченными лицами.

GARANTIJOS SĄLYGOS / WARRANTY / GARANTIJAS NOSACĪJUMI / УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

• Priemonei suteikiama 24 mėnesių garantija (išskyrus priekinius ir galinius ratus) nuo įsigijimo dienos. Gamintojas bei platintojas prisiima atsakomybę tik dėl defektų, kurie atsirado tiesiogiai dėl gamintojo proceso ar netinkamos kokybės medžiagų.

Gamintojas bei platintojas neprisiima atsakomybės dėl defektų:

- atsiradusių naudojant gaminį ne pagal paskirtį, nesilaikant naudojimo ir priežiūros instrukcijų;
- atsiradusių naudojant ne originalias gamintojo detales ar taisant priemonę gamintojo neapčiuofoje vietoje;
- atsiradusių dėl gamtos stichijų ar naudotojo kompetencijos stokos ir neatsargumo.

Garantija galioja tik su užpildyta garantine kortele. Įvertinęs prekės gedimą, UAB „Kasko Group“ atstovas informuoja, ar gedimas garantinis. Jei gedimas garantinis, UAB „Kasko Group“ nusprendžia, ar sutaisyti prekę, ar pakeisti ją nauja. Prekės sutaisymas garantinio periodo nepratėšia.

Garantinio aptarnavimo terminas – 4 savaitės nuo prekės gavimo UAB „Kasko Group“. Jeigu prekės remonto nėra garantinis, visas remonto išlaidas apmoka pirkėjas.

• We issue a warranty of 24 months from date of purchase. Any unauthorized modifications carried out without approval of the manufacturer will make the liability null and void. This includes exceeding the maximum user loads and using product in improper way. Warranty is only valid with fully filled warranty card. UAB „Kasko Group“ after getting claimed item from purchaser within period of 4 weeks decides whether issue is treated under warranty. If issue is not covered under warranty and customer agrees, UAB „Kasko Group“, if possible, fixes issue. All costs, including costs of transportation, should be covered by customer. Warranty repair does not extend warranty.

• Palıglıdzeklim garantija tiek pieškirta uz 24 mėnešiem no iegadāšanas datuma. Ražotājs un izplatītājs uzpemas atbildību tikai par defektiem, kas radās saistībā ar ražošanas procesu vai sliktas kvalitātes materiāliem. Ražotājs un izplatītājs neuzpemas atbildību par defektiem:

- kas radās palıglıdzekli lietojot neatbilstoši paredzētajam mērķim vai neievērojot lietošanas un kopšanas instrukciju;
- kas radās lietojot neoriģinālas ražotāja detaļas vai remontējot palıglıdzekli ražotāja neapstiprinātā vietā;
- kas radās saistībā ar dabas stihijām vai lietotāja kompetences trūkumu un piesardzības dēļ.

Garantija ir spēkā tikai tad, ja tika uzpildīta garantijas karte. UAB „Kasko Group“ pārstāvis izvērtē preces bojājumu un informē, vai tas ir garantijas gadījums. Ja tas ir garantijas gadījums, UAB „Kasko Group“ nolemj, vai prece jāremontē, vai jānomaina ar jaunu preci. Preces saremontēšana nepagarina garantijas termiņu. Garantijas apkalpošanas termiņš – 4 nedēļas no dienas, kad preci saņēma UAB „Kasko Group“. Ja tas nav garantijas gadījums, visus remonta izdevumus sedz pircējs.

• Гарантия действительна в течении 24 месяцев с момента покупки. Гарантия действует, если возникшая неисправность вызвана дефектом, связанным с производством изделия или при использовании некачественных материалов.

Производитель и дистрибьютор не несет никакой ответственность за дефекты

- В результате использования изделия не по назначению, не придерживаясь инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию;

- Вызванные используя неоригинальные детали и ремонтируя в неутвержденных производителем местах;

- Вызванные стихийными бедствиями или по некомпетентности и халатности пользователя. Гарантия действительна только при наличии гарантийного талона. Представитель ЗАО Каско Груп оценивает неисправность и устанавливает действует ли гарантия. Если ремонт гарантийный, ЗАО Каско Груп принимает. Срок гарантийного обслуживания – 4 недели от получения товара на ремонт. Если ремонт не гарантийный – все расходы за ремонт оплачивает покупатель.

SPECIFIKACIJOS / SPECIFICATIONS / SPECIFIKACIJAS / СПЕЦИФИКАЦИЯ

Sėdynės plotis / Seat width / Sėdekļa platums / Ширина сидения	390 mm	420 mm	450 mm	480 mm	510 mm
LightMan Start	04-030-2/39	04-030-2/42	04-030-2/45	04-030-2/48	04-030-2/51
LightMan Start Plus (su būgniniai stabdžiai / with drum brakes / ar bangu bremzēm / с барабанными тормозами)	04-035-2/39	04-035-2/42	04-035-2/45	04-035-2/48	04-035-2/51
Bendras ilgis / Overall length / Kopėjais garums / Длина стула	1150 mm				
Bendras plotis / Overall width / Kopėjais plotums / Ширина стула	Sėdynės plotis / Seat width / Sėdekļa platums / Ширина сидения + 200 mm				
Bendras aukštis / Overall height / Kopėjais augstums / Высота стула	970 - 1020 mm				
Sėdynės gylis / Seat depth / Sėdekļa dziļums / Глубина сидения	410 mm				
Sėdynės aukštis / Seat height / Sėdvietas augstums / Высота сидения	470 - 520 mm				
Nugaros atramos aukštis / Backrest height / Atzveltnes augstums / Высота поддержки спины	440 mm				

Pakojų ilgis / Length of footrest / Kāju atbalsta garums / Длина подножек	340 - 450 mm				
Porankių aukštis / Armrest height / Elkojbalsta augstums / Высота подлокотников	230 mm				
Priekinių ratų dydis / Size of front casters / Priekšėjo riteju izmērs / Размер передних колёс	175 x 45 mm (3 pozicijos / adjustable in 3 positions / 3 pozīcijas 3 позиции)				
Galinių ratų dydis / Size of rear wheel / Aizmugurejo riteju izmērs / Размер задних колёс	610 x 35 mm (4 pozicijos / adjustable in 4 positions / 4 pozīcijas 4 позиции)				
LightMan Start svoris / Weight LightMan Start / Svārs LightMan Start / Бес LightMan Start	15,2 kg	15,4 kg	15,6 kg	15,8 kg	16,0 kg
LightMan Start Plus svoris / Weight LightMan Start Plus / Svārs LightMan Start Plus / Бес LightMan Start Plus	15,7 kg	15,9 kg	16,1 kg	16,3 kg	16,5 kg
Maksimali apkrova / Maximum safe load / Maksimālā slodze / Максимальная нагрузка	125 kg				
Rēmas / Frame / Ramis / Рама	Alumīnis / Aluminium / Alumīnijs / Алюминий				
Apmušalas / Upholstery / Apdare / Отделка	Nailonas / Nylon / Neilons / Нейлон				
Kojelės nuo apsvertimo / Anti tippers / Pretapgāšanās drošinātāji / Устройства против опрокидывания	Pridēta / Included / Ir iekļauti / Включены в комплектацию				

GARANTINĖ KORTELĖ / WARRANTY CARD / GARANTIJAS KARTE / ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА

Prekės pavadinimas Products name Preces nosaukums Наименование товар	Modelis Model Modelis Модель	Pardavimo data (įrašyti) Date of purchase (insert) Pārdošanas datums (ierakstīt) Дата продажи (вписать)	Garantinis terminas Warranty period Garantijas termiņš Гарантийный срок
Lengvo lydinio neįgaliojo vežimėlis Lightweight wheelchair Vieglais invalīdu krēsls Облегчённое инвалидное кресло	<input type="checkbox"/> 04-030-2 <input type="checkbox"/> 04-035-2		24 mėnesių mėneši / months месяцев

Place for SN

Your dealer

Išleido / Published by / Izdevējs / Издатель :

UAB Kasko Group

A. Vivulskio g. 12D, 03221 Vilnius, Lietuva

Tel. +370 52167425 • Faks. +370 52167425

www.kid-man.eu • info@kid-man.eu

Data / Date / Datum / Дата 2016-05-16

